



كيفية تنظيف جهاز التنفس
المساعد وملحقاته (PAP)

كيفية تنظيف جهاز التنفس المساعد و ملحقاته (PAP):

- افصل الجهاز من مصدر الطاقة (الكهرباء) تفاديا لحدوث صدمة كهربائية.
- افصل القناع الخاص بك عن كل الملحقات التي يمكن فصلها (الأنبوب و رباط الرأس).
- افصل الأنبوب عن الجهاز.
- خذ قطعة قماش ناعمة و مبللة بالماء الدافئ، امسح السطح الخارجي للجهاز برفق.



المرطب:

- افصل وحدة الماء من الجهاز.
- يجب تنظيف المرطب بالماء الدافئ (الصالح للشرب أو ماء الصنبور) والصابون السائل (فيري) وتجفيفه.
- ملاحظة تنظيف المرطب يتم اسبوعياً على الأقل.

القناع، أربطة الرأس والأنبوب:

- املا حوض صغير بالماء الدافئ مع إضافة كمية صغيرة من الصابون السائل (فيري)
- ضع القناع، رباط الرأس والأنبوب في الماء الدافئ والصابون، لفترة قصيرة من الزمن (حوالي 30 دقيقة) ثم قم بعملية الشطف والتجفيف عن طريق التعرض للهواء إما بالنشر أو المنشفة.
- أو امسح القناع بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء الدافئ، واغسل الأنبوب بالماء و القليل من الصابون ثم قم بعملية الشطف والتجفيف عن طريق التعرض للهواء إما بالنشر أو المنشفة.

ملاحظة التنظيف يتم يومياً.

- من المهم استبداله اعتماداً على حالته (كل 6 أشهر).

ملاحظات:

- (1) من المهم الحفاظ على المعدات الخاصة بك نظيفة، تذكر أنك تتنفس من خلال هذا الجهاز.
- (2) خلال فترة إصابتك بالرشح، احرص بشدة على تنظيف الجهاز جيداً.
- (3) لا تستعمل العطور أو محاليل التنظيف الأخرى خلال تنظيف الجهاز، فقد تسبب رائحتها تهيج الرئتين. (يجب استخدام الماء الصالح للشرب فقط لتجنب تراكم المعادن في وحدة الماء).
- (4) لا تستعمل الكحول أو محاليل التنظيف التي تحتوي على الكحول خلال تنظيف الجهاز.
- (5) لا تستعمل غسالة الصحون أو الغسالة في تنظيف ملحقات الجهاز لأنها ستتلف. تذكر دائماً، يجب اتباع نصيحة مقدمي الخدمات الطبية والمعدات، و إرشادات الشركة المصنعة لتنظيف الجهاز الخاص بك.
- (6) إذا وجدت أن أعراض توقف التنفس أثناء النوم قد عادوا إليك أو بأن الجهاز لا يعمل بشكل صحيح، اتصل على المركز لحجز أقرب موعد لفحص الجهاز.

